

Zughilfe

E|F55



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name		Name	
Strasse		Strasse	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
E-Mail		E-Mail	
Fon		Fon	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. zulässige Gesamtgewicht: 110 kg	
Kommission		Nutzergewicht	kg
Art.-Nr. 476 000 01		Tarif Ziffer 90.341.000	
Stand: 07.06.2022, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 5'870**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Technische Daten

Max. Nutzergewicht	110 kg	Max. Geschwindigkeit	6 / 10 / 15 km/h
Gewicht der Batterie	2 kg	Antriebsrad	8,5" / 14"
Gewicht exklusive Batterie	10,9 kg	Batterie	Li-Ion, 36V, 8,1 Ah
Gewicht inklusive Batterie	12,9 kg	Bremsen	Scheibenbremse, zusätzliche unabhängige elektrische Bremse
Farbe	schwarz	Farbakzente (im Lieferumfang enthalten)	schwarz, rot, blau, orange

F55

CHF

EMF010000	Zughilfe F55: 400W (max.) Motor, 8,1 Ah Li-Ion Batterie, Vorwärts- und Rückwärtsgang, Tempomat, integrierte Scheibenbremse und unabhängig zu bedienende elektrische Bremse. Schutzblech und LED-Licht.	Std
Antriebsräder		
EMF070085	Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung	n/c
EMF070086	Antriebsrad 14", Luftbereifung	300

Anbau

CHF

EMF010027	Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c
EMF010028	Anbau für Rollstühle mit wegschwenk-/ abnehmbarer Fussraste (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c
Docking-Klemmen		
EMF010030	Docking Klemmen für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Nitrum, Helium, Xenon ²) (1)	n/c
EMF010031	Docking-Klemmen für Xenon ² SA (1)	n/c
EMF010029	Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 23 mm, 25 mm, 28,6 mm, 30 mm) (1)(2)	n/c
EMF010041	Docking Klemmen für Progeo-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Progeo Joker / Ego / Tekna) (1)(2)	n/c
EMF010042	Docking-Klemmen für Ki Mobility Rogue (1)(2)	n/c
EMF010052	Docking-Klemmen für hydrogeformte Kuschall-Rahmen (KSL, K-Series, Champion, ab 2019) (1)(2)	n/c

Anpass-Kit

CHF

	Das komplette Anpass-Kit für die Anpassung des F55 an Frontrahmenbreiten von 260 - 480 mm ist im Lieferumfang enthalten. (3) Das F55 ist voll einstellbar und lässt sich an alle Rahmenhöhen, Sitzhöhen und Rahmenwinkel anpassen.	Std
--	---	-----

Geschwindigkeit

CHF

EMF000025	6 km/h	Std
EMF000027	10 km/h	n/c
EMF000028	15 km/h (4)	139

Zubehör

CHF

	LED Frontlicht	Std
	Schutzblech	Std
	Anbauteile (Schutzblech und Seitenleisten) in 4 Farben	Std
EMF010033	Zwischenrahmen-Polsterung (beigelegt)	Std
EMF010032	Ständer: Montiert am Zwischenrahmen	199
EMF160010	Zusätzliche Li-Ionen Batterie, Standard: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (Reichweite max. 25 km)	1050
EMF110155	Zusätzliches Ladegerät	95
EMF090074	Front- & Rückscheinwerfer	75
EMF090166	Diebstahlsicherung, Brems Scheibenschloss	25
EMF090165	Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss	25
EMF090181	Zusatzgewicht für bessere Traktion, ohne Werkzeug abnehmbar	359

(1) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat.
Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht.
(2) Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.

(3) Frontrahmenbreite gemessen von Rahmenrohrmitte zu Rahmenrohrmitte (an der Montageposition).
Verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen.
(4) Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist.

F55



// EMF070085 Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010027 Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen und roten Anbauteilen)



// EMF070086 Antriebsrad 14", Luftbereifung (abgebildet mit EMF010027 Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen und blauen Anbauteilen)



// EMF070085 Antriebsrad 8,5" oder 14", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010028 Anbau für Rollstühle mit wegschenk-/abnehmbarer Fussraste und orangenen Anbauteilen)

Docking-Klemmen & Diebstahlsicherung



// EMF010029 Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 23 mm, 25 mm und 28,6 mm)



// EMF090165 Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss




// EMF090166 Diebstahlsicherung, Bremsscheibenschloss

Zubehör



// LED-Licht, Schutzblech und Scheibenbremse (abgebildet an EMF070085 Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung)



// EMF010032 Ständer: Montiert am Zwischenrahmen



// Schutzblech in vier Farben, im Lieferumfang enthalten



// Seitenleisten in vier Farben, im Lieferumfang enthalten



// EMF090181 Zusatzgewicht für bessere Traktion

Kommentare

--

F55

CHF

Grundpreis

5'870

Summe der Mehrpreise/Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)

Verpackung und Frachtkostenanteil

90

Preis ohne MWST

MWST 7.7%

Gesamtpreis inkl. MWST

Datum

Unterschrift

Tag

Monat

Jahr

**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch