

# Extreme X8

Mit Rehab Sitzsystem



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


| Rechnungsadresse oder Kundennummer                |                   |                                 | Versandadresse       | entspricht der Rechnungsadresse   |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| KD.-Nr.   |                   |                                 | KD.-Nr.              |   |
| Name  |                   |                                 | Name                 |   |
| Strasse   |                   |                                 | Strasse              |   |
| PLZ/Ort   |                   |                                 | PLZ/Ort              |   |
| E-Mail  |                   |                                 | E-Mail               |   |
| Fon   |                   |                                 | Fon                  |   |
| Bestellinformation                                |                   |                                 | Nutzergewicht        |   |
| Bestellung  | Kostenvoranschlag | B4M (für mich gebaut)           | <b>Max. Zuladung</b> | 182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung<br>155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung |
| Kommission  |                   |                                 | <b>Nutzergewicht</b> | kg  |
| <b>Art.-Nr.: 24200000</b>                         |                   | <b>Tarif Ziffer: 90.421.000</b> |                      |   |
| Stand: 01.01.2022, Preise gültig bis auf Widerruf |                   |                                 |                      |   |

# Grundpreis **CHF 25'900**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

**Kundenmasse**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| a) Kopfhöhe             | mm |
| b) Schulterhöhe         | mm |
| c) Achselhöhe           | mm |
| d) Ellenbogenhöhe       | mm |
| e) Hüfthöhe             | mm |
| f) Schulterbreite       | mm |
| g) Rumpfbreite          | mm |
| i) Taillenbreite        | mm |
| j) Oberschenkellänge    | mm |
| m) Fusssohlenlänge      | mm |
| n) Unterschenkelhöhe    | mm |
| o) Effektive Sitzbreite | mm |



**Technische Informationen**

|                             |   |                               |   |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
| <b>Max. Nutzergewicht</b>   | 182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung<br>155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung                           | <b>Bodenfreiheit</b>          | 100 mm (hängt von der Konfiguration ab) |
| <b>Breite Basis</b>         | 710 mm  | <b>Antriebsräder (Allrad)</b> | 14" (schwarz)                           |
| <b>Länge Basis</b>          | 1'150 mm  | <b>Ladegerät</b>              | 220V / 10 A                             |
| <b>Steuerung</b>            | R-Net   | <b>Batterien</b>              | 70 Ah Gel-Typ, wartungsfrei             |
| <b>Motor</b>                | 4-polig, 10 km/h, 4 x 700 W   | <b>Wendekreis</b>             | 2'000 mm                                |
| <b>Statische Stabilität</b> | 10°   | <b>Dynamische Stabilität</b>  | 10°                                     |
| <b>Bereifung</b>            | Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 Bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung) |                               |   |
| <b>Sitzhöhe</b>             | 470 mm  |                               |   |

**Crash-Test** nach ISO7176-19 (optional Taxi-Befestigung)

## ANTRIEBSEINHEIT

| Elektrorollstuhl |                   | CHF    |
|------------------|-------------------|--------|
| MAG010006        | <b>Extreme X8</b> | 25'900 |

| Farbauswahl |  | CHF |
|-------------|--|-----|
| COWLRD      | Flame Red (Rot)                            | Std |
| COWLBL      | Ocean Blue (Hellblau)                      | n/c |
| COWLBK      | Stealth Black (Schwarz)                    | n/c |
| COWLTG      | Desert Tangerine (Orange)                  | n/c |
| 3200Y       | Sunrise Yellow (Gelb)                      | n/c |
| COWLGN      | Forest Green (Grün)                        | n/c |
| COWLFC      | Camo Forest (Camouflage handgestaltet) (1) | 745 |
| COWLFL      | Flames fury (Flammen handgestaltet) (1)    | 745 |

| Optionen Fahrwerk |                  | CHF |
|-------------------|------------------|-----|
| MAG2944           | Lenksperre       | Std |
| MAG2899           | Transportösen    | Std |
| MAG4384           | Sicherheitsrolle | Std |

| Antriebsräder – Grösse |                  | CHF |
|------------------------|------------------|-----|
| MAGWH14BSP-2           | Antriebsrad, 14" | Std |

| Antriebsräder – Felgen |                 | CHF |
|------------------------|-----------------|-----|
| MAGWH145BPS-PI-2       | Felgen, silber  | n/c |
| MAGWH145BPB-PI-2       | Felgen, schwarz | Std |

| Antriebsräder – Bereifung |  | CHF   |
|---------------------------|--|-------|
| MAGDTPNEUMATIC            | Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz   | Std   |
| MAG5981*4                 | Neverflat für X8 (pannengeschützte Bereifung)  | 175   |
| MAG4707-4                 | Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch) | 1'030 |

| LED Licht |                       | CHF |
|-----------|-----------------------|-----|
| MAG2857   | LED Licht und Blinker | Std |

## SITZ

| Sitzneigungsmodule |  | CHF   |
|--------------------|--|-------|
| MAG5333            | Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°      | Std   |
| MAG5332            | Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45° | 1'840 |

| Sitzhöhe     |                          | CHF |
|--------------|--------------------------|-----|
| MAG2622-4    | Sitzhöhe + 0 mm (470 mm) | Std |
| MAG3323-PI-2 | Sitzhöhe + 25 mm (2)     | n/c |
| MAG3323-PI-4 | Sitzhöhe + 50 mm (2)     | n/c |

| Sitzsysteme     |            | CHF |
|-----------------|------------|-----|
| MAGREHABSEATPAN | Rehab-Sitz | Std |

(1) Die Farboptionen COWLFC und COWLFL (Camouflage & Flammen) sind handgestaltet, es sind leichte Farb- und Musterabweichungen möglich

(2) Hinweis: Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkelhöhen von 390 - 430 mm benötigt

## Rehab Sitzgrößen

### Sitzbreite

|            |        |            |        |            |        |  |     |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|-----|
| MAGSW305MM | 305 mm | MAGSW380MM | 380 mm | MAGSW455MM | 455 mm |  | n/c |
| MAGSW330MM | 330 mm | MAGSW405MM | 405 mm | MAGSW480MM | 480 mm |  | n/c |
| MAGSW355MM | 355 mm | MAGSW430MM | 430 mm |            |        |  | n/c |
| MAGSW510MM | 510 mm | MAGSW560MM | 560 mm | MAGSW610MM | 610 mm |  | 310 |
| MAGSW535MM | 535 mm | MAGSW585MM | 585 mm |            |        |  | 310 |

### Sitztiefe

|            |        |            |        |            |        |  |     |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|-----|
| MAGSD305MM | 305 mm | MAGSD405MM | 405 mm | MAGSD510MM | 510 mm |  | n/c |
| MAGSD330MM | 330 mm | MAGSD430MM | 430 mm | MAGSD535MM | 535 mm |  | n/c |
| MAGSD355MM | 355 mm | MAGSD455MM | 455 mm | MAGSD560MM | 560 mm |  | n/c |
| MAGSD380MM | 380 mm | MAGSD480MM | 480 mm |            |        |  | n/c |

## Rehab Sitzkissen

|                |                              |  |            |
|----------------|------------------------------|--|------------|
| MAGWOSSEATCUSH | Ohne Sitzkissen              |  | CHF        |
| MAGPADDEDSC    | Sitzkissen, flach gepolstert |  | Std<br>250 |

## Rehab Sitzkissenbezüge

|             |                        |  |            |
|-------------|------------------------|--|------------|
| MAGSUFABRIC | Sitzkissenbezug, Stoff |  | CHF<br>n/c |
| MAGSUVINYL  | Sitzkissenbezug, Vinyl |  | n/c        |

## RÜCKEN

### Rückensystem für Rehab-Sitz

|              |   |  |            |
|--------------|---|--|------------|
| MAGREHABFOLD | Rehab Rücken, abklappbar nach vorne (1) |  | CHF<br>520 |
|--------------|---|--|------------|

### Rückenwinkelverstellung

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| MAG39225-3923-F  | Rücken, fest, 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (2)                                     |  | CHF<br>Std |
| MAG3926-S-3927-F | Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)                             |  | 330        |
| MAG3930-S-3931-F | Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 160°                                      |  | 1'690      |
| MAG3934-S-3935-F | Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich |  | 2'190      |

### Rückenkissen für Rehab Rücken

|                   |                           |  |            |
|-------------------|---------------------------|--|------------|
| MAGBACKRESTINSERT | Rückenkissen, Magic Rehab |  | CHF<br>895 |
|-------------------|---------------------------|--|------------|

### Magic Rehab Rückenkissen – Grössen

|            |                      |                         |     |
|------------|----------------------|-------------------------|-----|
| MAGBRMRL   | Gross                | SB 330 - 470; RH 480 mm | n/c |
| MAGBRMRM   | Medium               | SB 280 - 420; RH 480 mm | n/c |
| MAGBRMRJ   | Junior               | SB 260 - 400; RH 350 mm | n/c |
| MAGBRMLXT  | Gross (extra gross)  | SB 330 - 470; RH 530 mm | n/c |
| MAGBRMLS   | Gross (kurz)         | SB 330 - 470; RH 430 mm | n/c |
| MAGBRMRMXT | Medium (extra gross) | SB 280 - 420; RH 530 mm | n/c |
| MAGBRMRMS  | Medium (kurz)        | SB 280 - 420; RH 430 mm | n/c |

### Magic Rehab Rückenkissen – Bezüge

|             |                          |  |            |
|-------------|--------------------------|--|------------|
| MAGFABRICBR | Rückenkissenbezug, Stoff |  | CHF<br>n/c |
| MAGVINYLB   | Rückenkissenbezug, Vinyl |  | n/c        |

(1) In Kombination mit dem Rehab Rücken, abklappbar nach vorne wird die Option MAGFLEXIARM, flexibel einstellbar, hochklappbar empfohlen

(2) In Kombination mit Armlehne, flexibel ist der Rücken 0° - 17° (in 4 Stufen) einstellbar

**Seitenpelotten** CHF

**Für Magic Rehab Rückenkissen Gross/Medium**

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| MAGBOLSTERS   | Seitenpelotten, flache Kontur, 110 mm tief   | n/c |
| MAGBOLSTERSTD | Seitenpelotten, Standard Kontur, 160 mm tief | n/c |
| MAGBOLSTERD   | Seitenpelotten, tiefe Kontur, 220 mm tief    | n/c |

**Lumbalunterstützung** CHF

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| MAGLUMBARSTD | Lumbalunterstützung, Standard, Polsterung 25 mm | n/c |
| MAGLUMBARD   | Lumbalunterstützung, tief, Polsterung 35 mm     | n/c |

**Optionen Halterung** CHF

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| MAG3495    | Rückenkissen, fest montiert (nur mit festem Rücken möglich) | n/c |
| MAG3492-PI | Rückenkissen, abnehmbar, mit Schnellverschluss              | 250 |

**Schiebegriffe** CHF

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| MAG0056-WORKOR-2 | Schiebegriffe | 160 |
|------------------|---------------|-----|

**Zubehör Rücken** CHF

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| MAGHOOKA2-KIT | Haken für Rucksack, an Rückenrohr montiert | 65 |
|---------------|--|----|

**KOPFSTÜTZE** CHF

|             |                                     |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| MAGREHABSTD | Magic Rehab Standard Kopfstütze     | 310 |
| MAG4405     | MULTI AXIS Kopfstütze (verstellbar) | 240 |

**Kopfstütze – Bezug** CHF

|              |       |     |
|--------------|-------|-----|
| MAGFABRICLHR | Stoff | n/c |
| MAGVINYLHR   | Vinyl | n/c |

**ARMLEHNEN**

**Armlehnen – Typen** CHF

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| MAG3572     | Armlehne, Standard                           | Std |
| MAGFLEXIARM | Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar | 910 |

**Armlehnen – Höhe**

|            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| MAGAH220MM | 220 mm | MAGAH260MM | 260 mm | MAGAH300MM | 300 mm | MAGAH340MM | 340 mm | MAGAH380MM | 380 mm |
| MAGAH230MM | 230 mm | MAGAH270MM | 270 mm | MAGAH310MM | 310 mm | MAGAH350MM | 350 mm | MAGAH390MM | 390 mm |
| MAGAH240MM | 240 mm | MAGAH280MM | 280 mm | MAGAH320MM | 320 mm | MAGAH360MM | 360 mm |            |        |
| MAGAH250MM | 250 mm | MAGAH290MM | 290 mm | MAGAH330MM | 330 mm | MAGAH370MM | 370 mm |            |        |

**Armlehnen – Polster** CHF

|                 |                                 |     |
|-----------------|---------------------------------|-----|
| MAGAP75-WOKOR-2 | Armpolster, Standard, 75 mm     | Std |
| MAG3971+3972    | Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm | 77  |

**Armlehnen – Bezüge** CHF

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| MAGAPVINYL  | Armpolsterbezug, Vinyl                  | Std |
| MAGAPFABRIC | Armpolsterbezug, Stoff                  | n/c |
| MAGAPGEL    | Armpolsterbezug, Gel und Dartex (Repol) | 380 |

**POSITIONIERUNG & ZUBEHÖR – Beckengurt** CHF

|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| MAG4730 | Beckengurt, aufrollbar | 270 |
|---------|------------------------|-----|

## STEUERUNG / ELEKTRONIK

### Bedienpult – R-Net

|                |  | CHF   |
|----------------|--|-------|
| PG-JSMLEDL     | Bedienpult, R-Net, LED   | Std   |
| PG-JSM-PI      | Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)  | n/c   |
| PGJSM2IRBT-KIT | Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad) | 1'300 |

### Bedienpult – Anbauseite

|            |                                | CHF |
|------------|--------------------------------|-----|
| MAGJSRIGHT | Bedienpult, Anbauseite, rechts | Std |
| MAGJSLEFT  | Bedienpult, Anbauseite, links  | n/c |

### Bedienpult – Anbau

|                |   | CHF |
|----------------|---|-----|
| MAG3083-KIT-IS | Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)        | n/c |
| MAG3083-KIT-OS | Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)       | Std |
| MAG3083-KIT-IS | Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)  | n/c |
| MAG3083-KIT-OS | Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung) | n/c |

## FUSSRASTEN

### Unterschenkellänge

|            |        |            |        |            |            |            |            |
|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| MAGLL300MM | 300 mm | MAGLL340MM | 340 mm | MAGLL380MM | 380 mm     | MAGLL420MM | 420 mm (2) |
| MAGLL310MM | 310 mm | MAGLL350MM | 350 mm | MAGLL390MM | 390 mm (1) | MAGLL430MM | 430 mm (2) |
| MAGLL320MM | 320 mm | MAGLL360MM | 360 mm | MAGLL400MM | 400 mm (1) |            |            |
| MAGLL330MM | 330 mm | MAGLL370MM | 370 mm | MAGLL410MM | 410 mm (2) |            |            |

### Fussrasten – Typen

|  |   | CHF   |
|--|---|-------|
| <b>Fussraste zentral montiert</b>      |   |       |
| MAG4053                                | Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster | Std   |
| MAG2260-KIT                            | Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster | 2'960 |
| <b>Fussraste geteilt, abschwenkbar</b> |   |       |
| MAG3528-4168xx                         | Fussraste, manuell, abschwenkbar, mit Wadenpolster                        | 550   |
| MAG3526                                | Fussraste, elektrisch, abschwenkbar, mit Wadenpolster                     | 2'960 |

### Fussplatten


|             |   | CHF |
|-------------|---|-----|
| MAG44172FFU | Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste)   | n/c |
| MAGFLIPUPC  | Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für zentral montierte Fussraste) | n/c |
| MAG4312     | Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)            | 135 |
| MAG4247     | Kniepolster   | 515 |

## ZUBEHÖR

|               |  | CHF |
|---------------|--|-----|
| MAG3198       | Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)   | 231 |
| MAG1595       | Wagenheber   | 150 |
| MAG4705       | Ladebuchse (1x12 V + 2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick | 308 |
| MAG4799       | Ladebuchse (2x USB) – montiert an Sitzschiene, gegenüber dem Joystick          | 285 |
| MAG4801       | Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult         | 285 |
| MAG44801-CONT | Ladebuchse (2x USB) – montiert an Armauflage, gegenüber dem Bedienpult         | 285 |
| MAG5360       | Hupe   | 92  |

(1) Bei UL 390 - 400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2)

(2) Bei UL 410 - 430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4)



**Kommentare für B4M** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



| Extreme X8                        |   | CHF           |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Grundpreis</b>                 |   | <b>25'900</b> |
| Summe der Mehrpreise              | (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein) |               |
| Verpackung und Frachtkostenanteil |   | <b>90</b>     |
| Preis ohne MwSt.                  |   |               |
| MWSt. 7.7 %                       |   |               |
| <b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>    |   |               |

| Datum |       | Unterschrift |
|-------|-------|--------------|
| Tag   | Monat | Jahr         |



**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch