

## FRONTIER V6



### BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	
			entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Strasse:			Strasse:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Fon:			Fon:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	<b>Max. Zuladung:</b>	<b>182 kg</b> – ohne Sitzlift und Sitzneigung <b>155 kg</b> – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: M-FV6</b>		<b>Tarif Ziffer: 60.140.003</b>		
Stand: 19.03.2020, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 19'900**

Alle Preise exkl. MWSt. / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Informationen

### Mittelrad-Antriebsbasis

<b>Max. Nutzergewicht</b>	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung	<b>Bodenfreiheit</b>	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
<b>Breite Basis</b>	710 mm	<b>Antriebsräder (Allrad)</b>	14" (schwarz)
<b>Länge Basis</b>	1'050 mm	<b>Lenkräder</b>	9" (schwarz)
<b>Steuerung</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	220V / 10 A
<b>Motor</b>	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	<b>Batterien</b>	70 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Crash-Text nach ISO7176-19 (inkl. Taxi-Befestigung)</b>		<b>Wendekreis</b>	580 mm

**Basis****Elektrorollstuhl**

CHF

M-FV6AT

**FRONTIER V6**

19'900

**Rahmenfarbe**

CHF

	Rot (Flame red)	Std
	Dunkelblau (Space blue)	n/c
	Schwarz (Black onyx)	n/c
	Waldgrün (Forest green)	205
	Armeegrün (Army green)	205
	Leuchtgrün (Lucent lime)	205
	Gelb (Sunrise yellow)	205
	Orange (Burnt orange)	205
	Pink (Hot pink)	205
	Silber (Silver streak)	205
	Blau (Blaze blue)	205
	Dunkelviolet (Ultra violet)	205

**Antriebsräder**

CHF

ATDWPRO-NE	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
ATDWRO-SR	Chromfelgen	Std

**Lenkräder**

CHF

AT-S	Lenkräder 9", Vollgummi, schwarz	n/c
AT-P	Lenkräder 9", Luft, schwarz	Std

**LED Licht**

Tarif Ziffer

CHF

FAO-L-LSR	LED Licht-Set an Rahmen montiert	60.553.000	Std
-----------	----------------------------------	------------	-----

**Radspritzschutz**

CHF

FAO-M-V6M	Radspritzschutz V6	Std
-----------	--------------------	-----

## Sitzfunktionen

## Sitzneigungsmodule

		Tarif Ziffer	CHF
UO-T	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	60.554.000	Std
UO-L&T	Kombimodul Lift (300 mm) und Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 45°	70.132.000	1'840
UO-TT-LT	Kombimodul Lift (300 mm) und Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -8° - 45°	70.132.000	2'860

## Sitzhöhe

		CHF
RSH-L	+0 mm (SH 435 mm)	Std

## Sitzsysteme

		CHF
SO-MPSV	Komfort-Sitz, Vinylbezug ( <b>siehe Abschnitt A</b> )	Std
SO-MPSF	Komfort-Sitz, Stoffbezug ( <b>siehe Abschnitt A</b> ) (1)	n/c
SO-RSP	Rehab-Sitz ( <b>siehe Abschnitt B</b> )	310

A – Komfort Sitzgrößen 

		CHF
--	--	-----

## Sitzbreite

MPSSSW-405	405 mm – nur mit den Tiefen: 405, 430 und 455 mm (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MPSSSW-430	430 mm – nur mit den Tiefen: 405, 430 et 455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	n/c
MPSSSW-455	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MPSSSW-480	480 mm (empfohlen für Beckenbreite 400 mm)	n/c
MPSSSW-510	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	310
MPSSSW-535	535 mm (empfohlen für Beckenbreite 480 mm)	310
MPSSSW-560	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	310
MPSSSW-585	585 mm (empfohlen für Beckenbreite 530 mm)	310
MPSSSW-610	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	310

## Sitztiefe

MPSSSD-405	405 mm	n/c
MPSSSD-430	430 mm	n/c
MPSSSD-455	455 mm	Std
MPSSSD-480	480 mm	n/c
MPSSSD-510	510 mm	n/c
MPSSSD-535	535 mm	n/c
MPSSSD-560	560 mm	n/c

B – Rehab Sitzgrößen 

						CHF
--	--	--	--	--	--	-----

RSW-305	305 mm	RSW-380	380 mm	RSW-455	455 mm	n/c
RSW-330	330 mm	RSW-405	405 mm	RSW-480	480 mm	n/c
RSW-355	355 mm	RSW-430	430 mm			n/c
RSW-510	510 mm	RSW-560	560 mm	RSW-610	610 mm	310
RSW-535	535 mm	RSW-585	585 mm			310

## Sitztiefe

RSD-305	305 mm	RSD-305	405 mm	RSD-510	510 mm	n/c
RSD-330	330 mm	RSD-430	430 mm	RSD-535	535 mm	n/c
RSD-355	355 mm	RSD-455	455 mm	RSD-560	560 mm	n/c
RSD-380	380 mm	RSD-480	480 mm			n/c

(1) Nur mit Komfort-Rücken möglich

## Rücken

### Rückensysteme

CHF

BS-MPSB	Komfort-Rücken ( <b>siehe Abschnitt C</b> ) (1)	Std
BS-RC	Rehab-Rücken (2)	405

### Rehab Rückenrahmen, Rückenwinkelverstellung

CHF

RO-MR	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 0°-170°	n/c
RO-PR	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 0°-160° (1)	1'690
RO-ASPR	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 0°-155°, mit biomechanischem Längenausgleich (3)	2'190

### C – Komfort-Rückenkissenbezug

CHF

BU-F	Komfort-Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
BU-V	Komfort-Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

### C – Komfort-Rückengrößen

CHF

#### Rückenbreite

BW-405	405 mm (für Sitzbreiten 405, 430 und 455 mm)	n/c
BW-430	430 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455 und 480 mm)	n/c
BW-455	455 mm (für Sitzbreiten 405, 430, 455, 480 und 510 mm)	Std
BW-480	480 mm (für Sitzbreiten 430, 455, 480, 510 und 535 mm)	n/c
BW-510	510 mm (für Sitzbreiten 455, 480, 510, 535 und 560 mm)	310
BW-535	535 mm (für Sitzbreiten 480, 510, 535, 560 und 585 mm)	310
BW-560	560 mm (für Sitzbreiten 510, 535, 560, 585 und 610 mm)	310
BW-585	585 mm (für Sitzbreiten 535, 560, 585 und 610 mm)	310
BW-610	610 mm (für Sitzbreiten 560, 585 und 610 mm)	310

#### Rückenhöhe

MPSBH-430	430 mm	n/c
MPSBH-480	480 mm	n/c
MPSBH-535	535 mm	Std
MPSBH-585	585 mm	n/c
MPSBH-635	635 mm	n/c

### C – Komfort-Rückenrahmen, Rückenwinkelverstellung

CHF

RO-MR	Rückenwinkelverstellung, manuell: 0°-170°	Std
RO-PR	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 0°-160°	1'690

### Schiebegriff

CHF

PH-MPSPR	Schiebegriff für Komfort-Rücken	n/c
----------	---------------------------------	-----

### Zubehör Rücken

CHF

BH-BHB	Haken für Rucksack, an Rücken montiert	n/c
BH-BHP	Haken für Rucksack, an Schiebegriff montiert	n/c

(1) Nicht verfügbar zu Sitzbreite 305 bis 380 mm

(2) Nicht verfügbar mit Komfort-Sitz

(3) Nicht verfügbar zu Sitzbreite 305 bis 355 mm

**Kopfstütze****Kopfstütze, Polsterung**

CHF

HT-MPSHMU	Komfort (nur zu Komfort-Rücken)	360
HT-MRS	Magic standard (nur mit verstellbarer Kopfstützenhalterung)	550

**Kopfstütze, Befestigungsart**

CHF

BOH-HMC-MPS	Kopfstützenhalterung, standard (nur zu Komfort-Rücken)	n/c
BOH-MC-MA	Kopfstützenhalterung, verstellbar (Multi-Axis)	n/c

**Kopfstütze, Bezug**

CHF

BOH-HU-F	Stoff	n/c
BOH-HU-V	Vinyl	Std

**Armauflagen****Armauflagen, Typen**

CHF

A0-STD	Armauflage, standard	Std
A0-FA	Armauflage, hochklappbar	910

**Armauflagen, Höhe**

AH-220	220 mm	AH-260	260 mm	AH-300	300 mm	AH-340	340 mm	AH-380	380 mm
AH-230	230 mm	AH-270	270 mm	AH-310	310 mm	AH-350	350 mm	AH-390	390 mm
AH-240	240 mm	AH-280	280 mm	AH-320	320 mm	AH-360	360 mm		
AH-250	250 mm	AH-290	290 mm	AH-330	330 mm	AH-370	370 mm		

**Armpolsterungen**

CHF

AC-75	Komfort, 75 mm				Std
AC-MPS	Komfort, Form P, 100 mm				n/c

**Armpolsterungen, Optionen**

CHF

AU-V	Armpolster, Vinyl	Std
AU-F	Armpolster, Stoff	n/c
AU-RGD	Armpolster, Gel und Dartex	380

**Positionierung & Zubehör****Beckengurt**

CHF

LBO-RLB	Beckengurt (Sicherheitsgurt mit Aufroller)	125
---------	--	-----

**Steuerung / Elektronik****R-Net Bedienpult**

CHF

JO-CSJSM	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
JO-LEDJSM	Bedienpult, LED, Verstellmotor	Std
JO-BCJSM2	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'300

**Anbau Bedienpult**

CHF

CO-JP-R	Rechts	Std
CO-JP-L	Links	n/c

**Abschwenkmechanismus Bedienpult**

CHF

CO-SO-SJOM	Anbau Bedienpult, nach aussen abschwenkbar (mit Magnet)	Std
------------	---	-----

**Fussrasten****Unterschenkellänge**

FH-300	300 mm	FH-330	330 mm	FH-360	360 mm
FH-310	310 mm	FH-340	340 mm	FH-370	370 mm
FH-320	320 mm	FH-350	350 mm	FH-380	380 mm

**Fussraste, Typen**

CHF

FLC-CPL	Mechanische Zentralfussraste mit Fersensupport	Std
FLC-CPPEL	Elektrische Zentralfussraste mit Wadenpelotten	2'960

**Fussbrett**

CHF

V6FS-1PFUCP	Einteiliges, hochklappbares Fussbrett	Std
V6FS-1FUCM	Einteiliges, hochklappbares Fussbrett (zu elektrischer Zentralfussraste)	n/c

**Zubehör**

CHF

A-AC-1x12V	Ladestecker (1x12V + 2xUSB)	308
A-AC-2USBSRM	Ladestecker (2xUSB) - montiert an Sitzschiene	285
A-AC-2USBAM	Ladestecker (2xUSB) - montiert an Armauflage	285
A-LR	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	231

**WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.**


## Abmessungsmatrix KOMFORT-SITZ

◀ ZURÜCK



## Abmessungsmatrix REHAB-SITZ

◀ ZURÜCK





**Kommentare für B4M** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



<b>EXTREME X8</b>		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>19'900</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MwSt.		
MWSt. 7.7 %		
<b>Gesamtpreis inkl. MWSt.</b>		

<b>Datum</b>			<b>Unterschrift</b>
Tag	Monat	Jahr	



**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch